



TYNNERGJENVINNING

Produktnummer: Se informasjon under

Formeco 15L tynnergjenvinner

Formeco 30L tynnergjenvinner Kokekaret med destillasjonspose

LCD panel for instilling av tid og temperatur Destillasjonsposer

FORMECO TYNNERGJENVINNERE

Destillasjonsapparat for gjenvinning av løsemiddel

FORMECO_LOGO

Formeco destillasjons apparater muliggjør gjenvinning og gjenbruk av løsemidler forurensset ved f.eks. spyling/rengjøring av malepumper og sprøytepistoler m.m., og reduserer med dette et betydelig avfallsproblem. I en enkel destillasjonsprosess skilles forurensningene (pigmenter, maling, olje, osv.) fra det opprinnelige løsemiddelet. Forurensningene blir værende igjen i destillasjonsposen i kokekaret. Det vil ta ca. 4 timer å behandle det antall liter kokekaret rommer. Kondensert løsemiddel tømmes så ut av apparatet til en eget beholder. Løsemiddelets karakteristikk blir ikke endret av destillasjonsprosessen, og løsemiddelet kan destilleres om igjen flere ganger. Apparatene leveres med LCD-display for enkel innstilling av tid og temperatur.

Velg mellom to modeller, DI-15AX eller DI-30AX som har kapasitet på henholdsvis 15 eller 30 liter i kokekaret. EX sikker utførelse, enkelt i bruk, godkjent av norske myndigheter.

Produktnr.	Beskrivelse
02-100165	DI-15AX tynnergjenvinner 15 liter m/LCD display
02-100975	DI-30AX tynnergjenvinner 30 liter m/LCD display
02-G-F-359006	Pakning for lokk, standard

02-G-F-359002	Pakning for lokk - For Aceton
---------------	-------------------------------

DESTILLASJONSPOSER

Spesial-plastposer for 15 eller 30 l apparat. Settes ned i kokekaret, og holdes oppe av en festeklamme. Posen fylles med forurenset løsemiddel. Etter endt destillasjon løftes posen med destillasjonsresten (avfallet) enkelt ut av apparatet.

Produktnr.	Beskrivelse
02-101175	Destillasjonspose for 15 liter - 25 stk
02-101185	Destillasjonspose for 15 liter - 50 stk
02-101195	Destillasjonspose for 30 liter - 25 stk
02-101205	Destillasjonspose for 30 liter - 50 stk